



Masajeador Recargable

63-1519

El masajeador recargable es una útil herramienta de mano que le ayuda cuando desee relajarse. La pila recargable integrada le permite utilizar la unidad de una manera más conveniente, y la cabeza extensible le ayuda a llegar a las partes del cuerpo difíciles de alcanzar. No olvide utilizar la placa térmica de calentamiento para disfrutar de una dosis extra de alivio.

Paso Uno

Carga del masajeador

Artículos necesarios...

Adaptador (viene incluido)

- Cambie todos los botones para **Off**.
- Introduzca la punta del adaptador de corriente alterna (C.A.) en el enchufe "DC" (corriente continua) del masajeador.
- Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.


Cargue el masajeador por lo menos durante 7 horas, antes de utilizarlo por primera vez, y cuatro a cinco horas para uso en el futuro.

Note: Ilumina el LED verde cuando cargas el masajeador.



Lo que viene incluido

Masajeador recargable Adaptador de C.A.
Manual del propietario



Cuidado de la unidad

- Mantenga seco el masajeador. No sumerja en agua el producto, ya que puede producirse una descarga eléctrica. Si se moja, séquelo de inmediato.
- Utilice el masajeador y guárdelo solamente en lugares a temperatura normal.
- Maneje el producto con cuidado y suavidad. No deje caer el producto.
- Mantenga el masajeador lejos del polvo y la tierra. Ocasionalmente limpie el masajeador con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del masajeador puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía. Si el masajeador no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde se le brindará asistencia.

Paso Dos

Empleo del masajeador


La cabeza del masajeador puede extenderse para llegar a las partes del cuerpo difíciles de alcanzar, y puede girarse 180°.

- Para escoger el nivel de intensidad, ponga el masajeador en **HI [ALTA]** o **LO [BAJA]**. El masajeador comienza a vibrar.
- Sujete el mango del masajeador y coloque la cabeza de goma del mismo en la parte deseada del cuerpo.
- Para utilizar el efecto calorífico, ponga el interruptor en la posición **ON** y toque la parte deseada del cuerpo con la placa térmica situada en la cabeza del masajeador.

Se toma aproximadamente 20 minutos calentar la placa térmica a 96.8 °F (36 °C). Cuando se enciende el calor, el indicador se pone de color rojo.

Notes:

- Si usas el efecto calorífico y el efecto vibrante al mismo tiempo, los dos se reducen de poder.
- Asegurese que empujes para abajo la cabeza extendida despues de usarlo.



Advertencias

- Limite la duración del primer masaje de cinco a diez minutos.
- No se aplique el masajeador en la cabeza ni en las articulaciones.
- Antes de extender la cabeza, cambie todos los botones para **OFF** para evitar daño a los circuitos adentro.
- No se aplique el masajeador en ninguna parte del cuerpo que esté hinchada, quemada o inflamada.
- No se aplique el masajeador en partes del cuerpo donde haya irritaciones o llagas en la piel.
- No se lo aplique sobre venas varicosas.
- No se lo aplique en la parte frontal del cuello.
- Supervise a los niños, inválidos o ancianos que utilicen el masajeador.
- Consulte a su doctor antes de utilizar el masajeador si es mujer y está embarazada, o si tiene diabetes o cualquier otra enfermedad.
- No se duerma mientras está utilizando el masajeador.
- Consulte a su doctor si el masajeador le produce dolor o incomodidad.
- No utilice el masajeador en la ducha ni en la bañera. Puede producirse una descarga eléctrica.
- Siempre desconecte el masajeador inmediatamente después de recargarlo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.		

Garantía limitada de un año
<small>Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés. RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102</small>
12/99